

Lippe IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Der höhenverstellbare
Betteinsatz



Betteinsatz Lippe IV - Zum Einbau in ein vorhandenes Bett

200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit
selektiver Sperrfunktion

Matratzenbügelgriff auf 100 cm
verbreiterbar, demontierbar

Serienmäßig mit einem Matratzen-
bügelgriff im Fußbereich

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung
des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

Wartungsarmes und langlebiges
LINAK-Antriebssystem

Standfuß mit Bodenausgleichs-
schraube, Befestigungslasche

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Sichere Arbeitslast von 200 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

Wirtschaftlichkeit

Einfache Montage durch eine Person. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie. Der Betteinsatz ist durch eine Person ohne Werkzeug montierbar und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig lieferbar

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Bettes keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

Details



Matratzenbügelgriff
auf 100 cm
verbreiterbar,
demontierbar



Elektronisches
Schaltnetzteil (Switch
Mode), direkt hinter
Netzstecker integriert
(24 Volt-Antriebssys-
tem serienmäßig)



Handschalter



Standfuß mit
Bodenausgleichs-
schraube,
Befestigungslasche



Aufnahmebuchse
des Steckers zur
Anbindung
des elektronischen
Schaltnetzteils
(Switch Mode)

Betteinsatz Lippe IV

Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24-Volt-Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar (außer 80x180 cm und 90x180 cm)
- Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Liegefläche kopfseitig mit zwei im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie vier Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung von ca. 29 cm bis 74 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: 29 cm
- sichere Arbeitslast: 200 kg

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2015, Version 3, 600141



Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)



Aufrichter



Seitenschutz (auch nachträglich montierbar)



Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+7 cm)



Verbreiterungsschiene 5 cm



Matratzenbügelgriff im Fußbereich (erhöhte Ausführung)

Bestellnummern und Außenmaße

Bestellnummer	Liegeflächen-Nennmaß	tatsächliches Liegeflächenmaß	Bestellnummer	Liegeflächen-Sondermaß	tatsächliches Liegeflächenmaß
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm	30.9456.8	90 x 180 cm	85 x 175 cm
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm	30.9456.7	80 x 180 cm	75 x 175 cm
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm	30.9456.6	80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm	30.9456.5	80 x 200 cm	75 x 195 cm

Burmeier GmbH & Co. KG

Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

